

Conseils d'utilisation

De jour : exercices de renforcement des muscles des mâchoires.

De nuit : le port nocturne permet un parfait relâchement des articulations des mâchoires et de limiter le bruxisme.

Equilibrateur de mâchoires



Activateur Buccal



Activateur Buccal⁺

Les Activateurs Buccaux Tedop permettent une parfaite sollicitation proprioceptive (dents, ligaments, muscles,...), favorisent un travail musculaire équilibré et procurent ainsi au patient, une extrême détente des articulations des mâchoires.

Bénéfices

- Renforce la musculature de la bouche
- Réduit les migraines
- Anti-serrage de dents
- Réduit les ronflements
- Permet un sommeil de qualité
- Agit sur la posture en chaîne descendante
- Protège-dents pour les sports de contact

AMELIOREZ VOS PERFORMANCES !



ACTIVATEUR BUCCAL⁺

- Protège-dents pour les sports de contact.
- Accroît la force et la résistance en améliorant la posture corporelle en chaîne descendante.
- Permet une respiration buccale durant l'effort.

Votre distributeur


- 69, route de Thionville, L-2611 Luxembourg
Tél.: 00352 26 12 38 96
- 18, rue de Carouge, CH-1205 Genève
Tél.: 0041 (0)78 808 07 45
- 8, avenue de la Libération, F-57160 Châtel-Saint-Germain (Moulin-lès-Metz)
Tél.: 0033 (0)6 86 71 89 32
- 141, rue de Bastogne, B-6700 Arlon
Tél.: 0032 (0)478 77 14 10
- 50, rue de Bouillon, B-5570 Beauraing
Tél.: 0032 (0)478 77 14 10



69 route de Thionville
L-2611 Luxembourg
www.tedop.com



L'Activateur Buccal qui



tedop



www.tedop.com

Le saviez-vous ?

Les mâchoires sont en moyenne sollicitées 10 000 fois par jour...et ce dans un mauvais équilibre pour 80% de la population.




Ce déséquilibre entre les deux mâchoires est principalement causé par un trouble de la musculature et une mauvaise occlusion. Le fait de serrer les dents ou de mastiquer les aliments dans un déséquilibre favorise des tensions asymétriques au niveau des muscles de la tête et du cou, et occasionne à la longue des troubles de la posture en chaîne descendante.

L'Activateur Buccal Tedop permet de résoudre ce problème par un port quotidien de quelques minutes. Cette gouttière dentaire dynamique stimule en effet l'ensemble des chaînes musculaires du corps humain, entraîne en conséquence un travail adapté, une posture équilibrée et réduit vos mâchoires d'une manière exceptionnelle.



L'Activateur Buccal Tedop, une gouttière dynamique pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête !

Vous êtes concerné par l'un de ces problèmes ?



Rééquilibrez votre posture grâce aux Activateurs Buccaux Tedop !

L'Activateur Buccal Tedop

Pourquoi est-il réellement efficace ?

Réalisé dans un matériau élastique à mémoire de forme, il oblige les muscles à retrouver leurs fonctions primaires grâce à son système de ressort actif.

Grâce à sa conception, il fonctionne également comme un guide dentaire. De plus, il oblige l'utilisateur, par une mastication consciente, à effectuer un travail véritablement actif en auto-stimulation. Il permet ainsi une parfaite sollicitation des dents, favorise un travail musculaire équilibré et procure au patient une extrême détente des articulations temporo-mandibulaires.

sans bisphénol
ni phtalates

Activateur Buccal



Confort supérieur

Activateur Buccal⁺



SPORT

Résistance et rigidité supérieures
protège-dents high-tech